

株式会社島津理化

100-817



4ポート温度センサ PS-2143

このたびは『4ポート温度センサ PS-2143』をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

ご利用の際に、この取扱説明書をよくお読みいただき、本器の機能を十分に生かして安全に正しくご使用ください。

□ ご使用に際しての安全上の注意事項 □

- この取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。
- いつでも取扱説明書が使用できるように大切に保管してください。
- 当社で規定している注意と注記の意味は次の通りです。

1 注意

取扱を誤った場合、軽傷や中程度のけがを負う可能性がある場合、および物的損害の可能性がある場合。

注 記

装置を正しく使用していただくためのヒント的情報を記載しています。

1. 4ポート温度センサのクイックスタート

4ポート温度センサ (PS-2143) は、同時に4つの温度プローブを接続して温度 測定をすることができます。構成品はセンサボックスとステンレス温度プローブ (PS-2153) 2本と高速応答温度プローブが (PS-2135) 1本となります。



図1:外観図

1.1 センサの仕様

センサボックス

測定範囲: -35℃~+135℃

精度: ±0.5℃ 分解能: 0.0025℃ 再現性: 0.01℃ 単位: ℃, ℉, K

高速応答温度プローブ (PS-2135) ステンレス温度プローブ (PS-2153)

測定範囲: -10℃~+70℃ 測定範囲: -35℃~+135℃

精度: ± 0.5 °C 精度: ± 0.5 °C 分解能: 0.0025 °C 分解能: 0.0025 °C

構造: 10kサーミスタを防水 構造: 10kサーミスタをステ

PVCの先端に封入 ンレスチューブに封入

約4フィート


ケーブルはPVCで長さ

1.2 必要関連機器

- PASPORTインターフェイス
- ・USB対応コンピュータ
- ・EZscreen またはDataStudioソフトウェア(バージョン1.9.0以上)

1.3 セットアップ

- PASPORTインターフェイスを、お使いのコンピュータのUSBポートまたはUSBハブに接続します。
- センサボックスのステレオ ジャックに、温度プローブ を接続します。
- センサボックスをPASPORT インターフェイスに接続し ます。
- 4. PASPORTセンサを検出すると、ソフトウェアは自動的に起動します。PASPORTALウィンドウでEZscreenまたはDataStudioを選択します。










図2:セットアップ

2. センサの校正

高速応答温度プローブ (PS-2135) やステンレス温度プローブ (PS-2153) の校正は、特に必要ありません。PASCO社の温度プローブの精度は、全測定範囲において0.5℃以内です。しかしながら、下記の方法で校正を行うことができます。

2.1 必要構成品

- ・4ポート温度センサ
- ・DataStudio(バージョン 1.9.0以上)
- ·標準温度計
- ・冷水

- ・PASPORTインターフェイス
- ・USB対応コンピュータ
 - ・ビーカ
- ・熱湯

2.2 校正方法(DataStudioソフトウェアを使用する場合)

- 1. コンピュータのUSBポートにPASPORTインターフェイスを接続し、次にセンサボックスをPASPORTインターフェイスに接続します。
- 2. 表示されるPASPORTALウィンドウでDataStudioをクリックして起動します。
- 3. 温度プローブをセンサボックスの3.5mmステレオジャックに接続します。
- 4. DataStudioのツールバーの"設定"ボタンをクリックして、実験の設定ウィンドウを表示します。

5.3 その他の実験例

- · 熱循環
- ・体の中心部と手足の温度
- 化学反応の温度
- · 太陽放射
- · 断熱特性

5.4 DataStudio での操作例

DataStudio / DataDtudio Lite	手順
温度データを記録する:	メインツールバーで"開始"ボタンをクリッ
	クします。
取込速度を変更する:	実験の設定ウィンドウで"+"または"-"
	ボタンをクリックして値を変更します。取
	込速度の単位を変更するには、単位ボタン
	をクリックして単位を選択します。
測定単位を変更する:	実験の設定ウィンドウで、対応する温度ポー
	トの単位ボタンをクリックして単位を選択
	します。
グラフ全体に表示させる:	グラフウィンドウのツールバーにあるオー
	トスケールボタン (🕜) をクリックします。
統計データを見る:	グラフウィンドウのツールバーにある統計
	ボタン (∑) をクリックします。

6. センサの使用上の注意

↑ 注意: センサボックスの故障の原因となりますので、液体の中に入れたり、 薬品にさらしたりしないでください。

▲ 注意: 測定範囲外では使用しないでください。

注記: DataStudioバージョン1.9.0では、温度プローブを接続すると自動的にソフトウェアが起動します。測定項目を表示するには、実験の設定ウィンドウで表示する温度ポートを有効にする必要があります。

7. 4ポート温度センサで使用できるPASCO製品

温度プローブ

高速応答温度プローブ (3個組)PS-2135表面温度プローブPS-2131ステンレス温度プローブPS-2153

エネルギー変換

Energy Transfer - Calorimeter ET-8499
Energy Transfer - Friction ET-8770
Energy Transfer - Solar ET-8593
Energy Transfer - Thermoelectric ET-8782
Thermal Hammer ET-8779

熱力学

Heat Engine / Gas Law Apparatus TD-8572 Small Piston Heat Engine TD-8592 Ideal Gas Law Syringe TD-8596 Absolute Zero Apparatus TD-8595 Solar Constant Set TD-8497

MEMO	
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

株式会社島津理化

〒136-0071 東京都江東区亀戸6丁目1番8号

TEL. (03) 5626-6600 URL: http://www.shimadzu-rika.co.jp

本製品の技術的お問合せは、コールセンターまで フリーダイヤル 0120-376-673 (携帯電話、PHSではご利用になれません。) 受付時間 平日9:00~12:00, 13:00~17:00

e-mail: soudan@shimadzu-rika.co.jp FAX: (075) 823-2804



M100817D1201TY001